

AFFØRINGSPRØVE (FECAL SWAP) – VEJLEDNING I PRØVETAGNING

Prøven skal tages fra friskgjort afføring,
hvis der tages flere prøver, skal de tages fra separate toiletbesøg.


Prøven bør ikke udtages på tidspunkter, der medfører, at den modtages i laboratoriet
søn- og/eller helligdage.



Tag podepind og beholderen med Cary Blair medium ud af pakningen.

Friskgjort afføring kan opsamles fra et bækken, fra toiletkumme præpareret med rigeligt toiletpapir eller evt. fra ble.

Dyp enden af podepinden i afføring, så den er dækket. Dyp kun 1 gang!



Skru låget af beholderen, stik podepinden med afføring ned i bunden af glasset og lad den blive der nede.



Bræk podepinden ved den farvede linje.
Skru låget på så det er tæt.

Når afføringsprøven er taget fra skal du tage et af de selvklæbende numre, der sidder på den udfyldte følgeseddel og sætte den på beholderen.
Kom beholderen i forsendelseshylsteret.
HUSK selv at skrive dato på følgesedlen.



Køleskab

Herefter sendes prøven og følgesedlen straks til hospitalet i medfølgende kuvert.

Prøven kan opbevares på køl indtil afsendelse, men der bør gå mindre end 1 døgn inden prøven modtages i laboratoriet.