

Afføringsprøve- sygdomsfremkaldende tarmbakterier (tarmpatogene bakterier)

Til patienter og pårørende

Formål

Du skal tage en prøve fra din afføring, fordi den skal undersøges for sygdomsfremkaldende tarmbakterier.

Forberedelse

Prøven skal tages fra friskgjort afføring.

Der skal tages 1 prøve fra din afføring.

Når du skal tage en prøve fra din afføring, skal du opsamle afføringen i en ren engangsbeholder. Alternativt kan du bruge en skål, som er pakket ind i en plastikpose.

Praktisk udførelse

- Tag podedepind og beholder ud af pakningen
- Dyp enden af podedepinden i afføringen, så den er dækket. Dyp kun 1 gang!
- Skru låget af beholderen
- Stik podedepinden med afføring ned i bunden af beholderen
- Lad podedepinden blive i beholderen
- Lad væsken blive i beholderen
- Bræk podedepinden ved den røde linje
- Skru låget på, så det er tæt
- Skriv dato på stregkodeetiketten (se billede)
- Nu skal du sætte stregkodeetiketten på beholderen. Etiketten trækkes af rekvisitionssedlen (se billede). Sæt altid etiketter med stregkoder på langs af beholderen.
- Læg den vedlagte stofstrimmel omkring beholderen og kom det i forsendelsesbeholderen
- Skru låg på

Opbevaring af prøver

Prøven opbevares på køl indtil afsendelse.

